

Combisan

MAGNETOTERAPIA
LASERTERAPIA

dispositivo elettromedicale in cui sono combinate magnetoterapia e laserterapia per un effetto **antinfiammatorio** ed **antalgico**.

INDICATO PER

Dolori osteoarticolari
Consolidamento osseo

PROGRAMMI

- ✓ Artrosi / Artriti (10P)
- ✓ Dolore (4P)
- ✓ Infiammazioni (10P)
- ✓ Ortopedia (6P)
- ✓ Patologie ossee (4P)
- ✓ Traumi / Edemi / Ferite (8P)
- ✓ Programmi notturni (1P)
- ✓ Programmi alta frequenza (1P)

Canali

2

Frequenza

2-100Hz

Tensione alimentazione

90-240Vac / 50-60Hz

Alimentazione

Rete

Dimensioni

mm 230x280x120

Peso

gr 2000

Programmi

43

Programma notturno

Da 1000 a 5000 Hz

Intensità massima pulsata

500 Gauss

SPECIFICHE TECNICHE





ELENCO PROGRAMMI COMBISAN

- Terapia notturna
- Artriti
- Artrosi
- Artrosi cervicale
- Artrosi vertebrali
- Borsiti
- Cervicalgie
- Condriti
- Condropatia rotulea
- Contratture muscolari
- Coxoartrosi
- Discopatie
- Distorsioni
- Dolori articolari
- Dolori muscolari
- Dolori vertebrali
- Entesiti
- Epicondiliti
- Epitrocleiti
- Fascite plantare
- Fratture
- Gonoartrosi
- Infiamm.Artic.
- Lombalgie
- Lombosciatalgie
- Lussazioni
- Malattie reum.
- Metatarsalgie
- Nevralgia arti
- Omartrite
- Omartrosi
- Osteoporosi
- Periartrite scap.
- Poliartriti
- Pseudoartrosi
- Rizoartrosi
- Sciatalgia
- Strappi muscolari
- Talalgia
- Tendiniti
- Tendinopatie
- Tenosinoviti
- Torcicollo

