

# GENESY 600

## ELETTROTERAPIA 4 CANALI | 149 PROGRAMMI

53 SPORT | 29 FITNESS | 20 DOLORE | 12 MICROCORRENTI | 12 SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION | 11 REHAB  
7 ACTION NOW | 3 DENERVATO | 1 INCONTINENZA | 1 IONOFRESI

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Display

Dimensione area visibile 2,6"

#### Canali

4 indipendenti (8 elettrodi)

#### Frequenza

0,3-150Hz \*

#### Larghezza impulso

40-450µs \*

#### Intensità

0-120mA per canale

#### Alimentazione

Batterie ricaricabili

#### Dimensioni

mm 100x160x35


#### Peso

gr 454

\* In base al tipo di corrente

### DOTAZIONE DI SERIE

- 1 Borsa
- 1 Stimolatore GENESY 600
- 4 Cavi per collegamento elettrodi
- 2 Cavi per microcorrente e ionofresi
- 4 Elettrodi autoadesivi quadrati
- 4 Elettrodi autoadesivi rettangolari
- 1 Caricabatterie
- 1 Manuale operativo



CE  
0476



TENS



MENS



IONO



3S



ACTION NOW



RUN TIME



LAST 10



FUNZIONE PREFERITI



MULTI USER



PROGRAMMABILE



STIM LOCK



FUNZIONE 2+2



MY TRAINER



AUTO STIM



SYNCHRO STIM



WORK TIME



BATTERIA RICARICABILE



# GENESY 600

## ELETTROTERAPIA 4 CANALI | 149 PROGRAMMI

### ELENCO PROGRAMMI

#### REHAB

Caviglie gonfie

Atrofia

Emiplegia-arti superiori

Emiplegia-arti inferiori

Recupero post intervento LCA

Recupero funzionale

Rieducazione caviglia

Rieducazione gamba

Spasmi muscolari

Prevenzione sublussazione spalla

Rinforzo vasto mediale

Agonista/Antagonista

Penna cercapunti

Rinforzo muscolare

#### DOLORE

Tens antalgica convenzionale

Tens antalgica modulata

Tens antalgica bassa frequenza

Tens endorfinica

Dolore ginocchio

Dolori mestruali

Dolore post intervento

Dolore cronico

Dolore alla spalla (sindrome scapolo-omerale)

Tunnel carpale

Dolore trapezio

Infiammazione cuffia rotatori

Dolore muscolare

Sciatalgia

Lombalgia cronica

Dolore cervicale

Borsiti-tendiniti

Fratture ossee

Epicondilita

Osteoartrite

#### IONOFORESI

Ionoforesi

#### INCONTINENZA

Incontinenza mista

#### MICROCORRENTI

Epicondilita

Periartrite scapolo-omerale

Contusione

Sciatalgia

Lombalgia

Dolore acuto

Dolore articolare

Torcollo

Colpo di frusta

Distorsione spalla

Distorsione ginocchio

Infiammazione tendinea

#### DENERVATO

Triangolare (livello di denervazione basso)

Trapezoidale (livello di denervazione medio)

Rettangolare (livello di denervazione alto)

#### SPORT

Capillarizzazione

Riscaldamento

Riscaldamento pre-gara

Recupero attivo

Forza massimale

Forza resistente

Forza esplosiva

Resistenza aerobica

Reattività

Recupero post-gara

Decontratturante

Ipertrofia

#### FITNESS

Rassodamento

Rassodamento Bio-Pulse

Modellamento

Modellamento Bio-Pulse

Tonificazione

Aumento Massa

Body Sculpting

Definizione

Jogging

Fitness Anaerobico

Fitness Aerobico

Prevenzione crampi

#### SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION

La lista di programmi "3S" include 12 combinazioni di parametri.

I programmi "3S" si caratterizzano per un ritardo di attivazione dei canali 3 e 4 rispetto ai canali 1 e 2.

La Serial Sequential Stimulation permette di stimolare la muscolatura in catena cinetica grazie ai tempi di attivazione differenziati dei distretti muscolari interessati.

#### ACTION NOW

La lista di programmi "Action Now" include 7 combinazioni di parametri.

I programmi "Action Now" sono particolarmente utili per poter associare e sincronizzare la stimolazione elettrica con un'azione volontaria.