

Magneto Cemp

MAGNETOTERAPIA

Dispositivo elettromedicale di magnetoterapia portatile indicato per un migliore recupero dopo traumi e fratture oltre che per aiutare la rigenerazione delle articolazioni in presenza di patologie croniche come artrosi e artrite.

INDICATO PER

Consolidamento osseo
Velocità e comodità

PROGRAMMI

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| ✓ Artrosi / Artriti (8P) | ✓ Patologie ossee (14P) |
| ✓ Dolore (3P) | ✓ Traumi / Edemi / Ferite (2P) |
| ✓ Infiammazioni (5P) | ✓ Programma multifrequenza (1P) |
| ✓ Ortopedia (4P) | ✓ Programmi a frequenza (15P) |

Canali

2 indipendenti

Programmi

52

Frequenza

5-200Hz

Display

Area visibile 2,6"

Duty Cycle

5-50%

Alimentazione

Rete

Dimensioni

mm 100x160x35

Peso

gr 280

Intensità erogabile con diffusore flessibile

160 Gauss di media per canale

320 Gauss di media totali (per 2 canali)

Programmazione

5 programmi personalizzati

2 programmi contemporanei (1 per canale)

SPECIFICHE TECNICHE



ELENCO PROGRAMMI **MAGNETO CEMP**

- Artrosi ginocchio
- Artrosi cervicale
- Artrite
- Artrosi
- Artrosi mano
- Artrosi anca
- Artrosi spalla
- Artrosi colonna
- Algodistrofia – Morbo di Sudeck
- Mal di schiena
- Dolori articolari
- Antinfiammatorio
- Epicondilite
- Epitrocleite
- Tunnel carpale
- Tendinite spalla
- Post intervento LCA
- Lesione cartilagine
- Protesi ginocchio
- Protesi anca
- Fratture
- Frattura scafoide
- Frattura polso
- Fratture spalla
- Frattura clavicola
- Frattura avambraccio
- Frattura bacino
- Frattura tibia
- Frattura femore
- Ritardo consolidamento fratture
- Frattura con gesso
- Osteonecrosi
- Osteoporosi
- Edemi ossei
- Distorsione caviglia
- Edemi-contusioni
- Programma multifrequenza
- 15 programmi a frequenza preimpostata da 5 a 200Hz

